

LIPOLYTIC GEL FOR DEVICE

Процедурний ГЕЛЬ-ДРЕНАЖ з ліполітиками

- – Вирівнює шкіру
- – Зменшує об'єм підшкірного жиру
- – Активує лімфодренаж
- **Мінеральний екстракт лікувальної грязі** стимулює обмін речовин, що ремінералізує, виводить зайву рідину, уповільнює старіння
- **Фітомікс** Кіпаріс & Гаммамеліс & Голиця колюча & Червоний виноград зменшує целюліт, активує кровообіг, зменшує купероз та вірікоз, зміцнюючи судини, виводить токсини, захищає колаген, що робить шкіру пружною та підтягнутою, а контури тіла – привабливими
- **Екстракт Червоної водорості**, нейрокомпонент, осморегулятор, захищає шкіру від стресу, стимулює вироблення гіалуронової кислоти, надає ліфтинг- ефект, що прискорює жиропалюючі процеси.

Альгірати з ламінарії –

- Виводять токсини
- Виявляють властивості ліфтингу
- Покращують відтік лімфи
- Підвищують клітинний імунітет
- Адсорбують воду, підтримуючи зволоження шкіри
- Посилюють дію всіх активів гелю

Застосування: Для обгортання нанесіть гель на очищену шкіру. Гель собою утворює плівку, що діє впродовж 40 хвилин та має накопичувальний ефект. Гель підходить для всіх апаратних процедур, додатково створює гарне ковзання девайсу по шкірі. Для підтримки провідності гелю та перешкоджання його висиханню під час тривалих процедур використовуйте термальний активатор Lypolytic Active Mist.

Склад: Aqua; Pelovit-R; Cupressus sempervirens L. Extract & Hamamelis virginiana L. extract & Ruscus aculeatus L. extract & Vitis vinifera L. var tinctoria Raf. Extract (COSME-PHYTAMIX® Мікроциркуляція PF005879); Glycerin Zemea®Propanediol; Glycerin & Water & Hydrolyzed rhodophyceae extract & Phenoxyethanol (B-SHAPE); Hydroxyethylcellulose; Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol; Sodium Alginate; Parfum

Хімічний склад Пеловіт-Р: Водневий показник (pH) 7,72; Загальна твердість 785,0 мгекв/дм3; Загальна лужність 5,2 мгекв/дм3; Сухий залишок (мінералізація) 157,8 г/дм3; Натрій + 60,0 г/дм3; Калій +0,9 г/дм3; Кальцій 2+2,5 г/дм3; Магній 2+8,03 г/дм3; Хлор 91, 2 г/дм3; Сульфати 2 2,1 г/дм3; Карбонати 2 0,02 г/дм3; Бікарбонати 0,317 г/дм3; Ер + 289,0

Умови зберігання: від +4 до +25°C. Термін придатності: 12 місяців. Виробник: ТОВ «Аксимед» Україна, м.Одеса, +38 063 309 03 03, www.pelovit.com